



New Age[®]
Medical Devices

-  Applicazioni
-  Applications
-  Applications
-  Anwendungen
-  Aplicações
-  Aplicaciones


New Age
Medical Devices
Tens therapy



APPLICAZIONI MUSCOLARI - MUSCLE APPLICATIONS
APPLICATIONS MUSCULAIRES - MUSKELANWENDUNGEN
APLICAÇÕES MUSCULARES - APLICACIONES MUSCULARES



Avambraccio esterno

Outside forearm
Avant-bras extérieur
Unterarm außen
Antebraço externo
Antebrazo externo



Avambraccio interno


Inside forearm
Avant-bras intérieur
Unterarm innen
Antebraço interno
Antebrazo interno





Tricipite

Triceps
Triceps
Trizeps
Tricípite
Triceps




Tricipite

Triceps
Triceps
Trizeps
Tricípite
Triceps



Bicipite

Biceps
Biceps
Bizeps
Bíceps
Bíceps



Pettorale alto


High pectoral
Pectoral haut
Brustmuskel oben
Peitoral alto
Pectoral alto






Deltoide laterale

Side deltoid
 Deltoïde, face latérale
 Deltamuskel seitlich
 Deltoïde lateral
 Deltoïdes lateral




Deltoide anteriore e laterale

Front and side deltoid
 Deltoïde, faces lat. et ant.
 Deltamuskel vorne und seitlich
 Deltoïde anterior e lateral
 Deltoïdes delantero y lateral



Gran pettorale


Greater pectoral
Grand pectoral
Großer Brustmuskel
Grande peitoral
Gran pectoral



Gran pettorale


Greater pectoral
Grand pectoral
Großer Brustmuskel
Grande peitoral
Gran pectoral






Gran dorsale

Latissimus dorsi
Grand dorsal
Großer Rückenmuskel
Grande dorsal
Gran dorsal




Gran dorsale

Latissimus dorsi
Grand dorsal
Großer Rückenmuskel
Grande dorsal
Gran dorsal



Retto dell'addome


Abdominal rectus
Grand droit de l'abdomen
Gerader Bauchmuskel
Recto do abdome
Recto del abdomen



Retto dell'addome


Abdominal rectus
Grand droit de l'abdomen
Gerader Bauchmuskel
Recto do abdome
Recto del abdomen






Addominali medi

Medium abdominals
 Abdominaux moyens
 Mittlere Bauchmuskulatur
 Abdominais médios
 Abdominales medios




Addominali obliqui

Oblique abdominals
 Abdominaux obliques
 Schräge Bauchmuskeln
 Abdominais oblíquos
 Abdominales oblicuos



Trapezio alto


High trapezius
 Trapèze haut
 Trapezmuskel oben
 Trapézio alto
 Trapecio alto



Trapezio basso

Low trapezius
 Trapèze bas
 Trapezmuskel unten
 Trapézio baixo
 Trapecio bajo






Cuffia dei rotatori

Rotator cuff
Coiffe des rotateurs
Rotatorenmanschette
Manguito rotador
Rotadores




Lombari

Lumbar
Lombaires
Lendenmuskeln
Lombares
Lumbares



Glutei


Glutei
Fessiers
Gesäßmuskeln
Glúteo
Glúteos



Glutei


Glutei
Fessiers
Gesäßmuskeln
Glúteo
Glúteos





Quadricipite

Quadriceps
 Quadriceps
 Streckmuskel des Oberschenkels
 Quadricipite
 Cuadriceps



Quadricipite

Quadriceps
 Quadriceps
 Streckmuskel des Oberschenkels
 Quadricipite
 Cuadriceps



Adduttori


Adductors
 Adducteurs
 Schenkelanzieher
 Abductores
 Abductores



Peroneale lungo


Long peroneal
 Long péronier
 Langer Wadenbeinmuskel
 Peronial longo
 Peroné largo






Ischiocrurali

Ischiocrurals
 Ischion-cruraux
 Ischiocrurale Muskulatur
 Isquiocrural
 Isquiocrurales




Ischiocrurali

Ischiocrurals
 Ischion-cruraux
 Ischiocrurale Muskulatur
 Isquiocrural
 Isquiocrurales



Gemelli


Gemelli
Jumeaux
Zwillingswadenmuskeln
Gémeos
Gemelos



Gemelli

Gemelli
Jumeaux
Zwillingswadenmuskeln
Gémeos
Gemelos






Soleo

Soleus
Soléaire
Soleus
Solhar
Soleo




Tibiale anteriore

Anterior tibial
Jambier antérieur
Vorderer Schienbeinmuskel
Tibial anterior
Tibial delantero




Addome

Abdomen
Abdomen
Bauch
Abdome
Abdomen




Addome

Abdomen
Abdomen
Bauch
Abdome
Abdomen




Fianchi

Hips
Hanches
Hüften
Quadris
Caderas




Fianchi

Hips
Hanches
Hüften
Quadris
Caderas



Glutei (parte bassa)


Glutei (lower part)
Fesses (partie basse)
Gesäß (unterer Teil)
Glúteos (parte baixa)
Glúteos (parte baja)



Glutei (parte bassa)


Glutei (lower part)
Fesses (partie basse)
Gesäß (unterer Teil)
Glúteos (parte baixa)
Glúteos (parte baja)





Interno cosce

Inside thighs
Intérieur des cuisses
Schenkel innen
Interno coxa
Interior de muslo




Interno cosce

Inside thighs
Intérieur des cuisses
Schenkel innen
Interno coxa
Interior de muslo



Esterno cosce


Outside thighs
 Extérieur des cuisses
 Schenkel außen
 Externo coxa
 Exterior del muslo



Esterno cosce


Outside thighs
 Extérieur des cuisses
 Schenkel außen
 Externo coxa
 Exterior del muslo





Ginocchio gonfio

Swollen knee
 Jenou enflé
 Schwellung Knie
 Joelho intumescido
 Rosilla hinchada




Gamba gonfia

Swollen leg
 Jambe enflée
 Schwellung Bein
 Perna intumescida
 Pierna hinchada




Girovita con fasce

Waist treatment with conductive straps
 Tour de taille avec bandes conductrices
 Taille mit Bändern
 Cintura com faixas
 Cintura con bandas



Girocosce con fasce

Thighs treatment with conductive straps
 Tour des cuisses avec bandes conductrices
 Schenkeln mit Bändern
 Coxas com faixa
 Muslos con bandas



Braccia posteriori

Rear arms
Partie postérieure des bras
Arme hinten
Braços posteriores
Brazos parte posterior




Addome con spugne

Abdomen treatment with sponges
Abdomen avec éponges
Bauch mit Schwämmen
Abdome com esponja
Abdomen con esponjas



Fianchi con spugne

Hips treatment with sponges
 Hanches avec éponges
 Hüften mit Schwämmen
 Quadris com esponja
 Caderas con esponjas



Glutei / cosce con spugne


Glutei/thighs treatment with sponges
 Fesses/cuisses avec éponges
 Gesäß/Schenkel mit Schwämmen
 Glúteos/coxas com esponja
 Glúteos / muslos con esponjas






Frontale

Forehead
Front
Stirn
Fronte
Frente




Sottomandibolare

Double chin
Double menton
Doppelkinn
Duplo queixo
Doble mentón



Orbicolare della bocca


Around the mouth
 Contour de la bouche
 Mundkontur
 Contorno da boca
 Contorno boca



Orbicolare dell'occhio

Around the eyes
 Contour des yeux
 Augenkontur
 Contorno dos olhos
 Contorno ojos





Zigomatico

Cheeks

Pommettes


Wangenknochen

Maça-do-rostro

Pòmulos



APPLICAZIONI ANTALGICHE
ANALGESIC APPLICATIONS - APPLICATIONS ANTALGIQUES
ANWENDUNGEN ZUR SCHMERZTHERAPIE
APLICAÇÕES ANTÁLGICAS - APLICACIONES ANALGÉSICAS



Cervicalgia


Cervical
Cervicalgie
Zervikalalgie
Mialgia cervical
Cervicalgia



Cervico-brachialgia

Cervicobrachialgia
Cervico-brachialgie
Zervikalbrachialgie
Nevralgia braquial
Cervicobraquialgia






Periartrite di spalla

Shoulder periarthritis
 Périarthrite à l'épaule
 Periarthritis der Schulter
 Periartrite de ombro
 Periartritis del hombro



Epicondilitite cronica

Chronic epicondylitis
 Épicondylite chronique
 Epikondylitis chronisch
 Epicondilitite crónica
 Epicondilitis crónica



Epicondilitis acuta

Ağutis epikondylitis
 Épikondylite aiguë
 Epikondylitis akut
 Epikondilite aguda
 Epikondilitis aguda



Epikondilitis gomito diffusa


Diffuse epikondylitis
 Épikondylite diffuse
 Epikondylitis diffus
 Epikondilite difusa
 Epikondilitis extendida





Tunnel carpale

Carpal tunnel
Tunnel carpien
Karpaltunnel
Canal cárpico
Túnel carpiano




Lombalgia

Lumbago
Lombalgie
Lumbalgie
Lombalgia
Lumbalgia




Lombosciatalgia

Lumboischialgia
Lombosciatique
Lumbalischialgie
Lombonevralgia
Lumbociática




Pubalgia

Pubalgia
Pubalgie
Pubalgie
Pubalgia
Dolores en el pubis



Gonalgia

Gonalgia
Gonalgie
Knieschmerzen
Gonalgia
Gonalgia




Tendinite cronica

Chronic tenonitis
Tendinite chronique
Sehnentzündung chronisch
Tendinite crónica
Tendinitis crónica



Tendinite acuta


Acute tenonitis
 Tendinite aiguë
 Sehnenentzündung akut
 Tendinite aguda
 Tendinitis aguda



Periostite


Periostitis
 Périostite
 Periostitis
 Periostite
 Periostitis





Distorsione

Ankle sprain
Entorse
Verstauchung
Distorção
Distorsión



Metatarsalgia

Metatarsalgia (upper foot pain)
Métatarsalgie
Metatarsalgie
Metatarsalgia
Metatarsalgia



Cervicobrachialgia con Diadinamiche

Cervicobrachialgia with diadynamics
 Cervico-brachialgie avec diodynamique
 Zervikalbrachialgie mit diodynamischen Strömen
 Nevralgia braquial com diadinâmicas
 Cervicobraquialgia con diadinámicas



Dolori addominali con Ionoforesi

Abdominal pains with ionophoresis
 Douleurs abdominales avec ionophorèse
 Bauchschmerzen mit Ionophorese
 Dores abdominais com ionoforese
 Dolores abdominales con ionoforesis



Epocondilite con ionoforesi

Epicondylitis with ionophoresis
 Épicondylite avec ionophorèse
 Epikondylitis mit Ionophorese
 Epicondilita com ionoforese
 Epicondilitis con ionoforesis



Gonalgia con ionoforesi

Gonalgia with ionophoresis
 Gonalgie avec ionophorèse
 Knieschmerzen mit Ionophorese
 Gonalgia com ionoforese
 Gonalgia con ionoforesis



Lombalgia con Ionoforesi

Lumbago with ionophoresis
 Lombalgie avec ionophorèse
 Lumbalsyndrom mit Ionophorese
 Lombalgia com ionoforese
 Lombalgia con ionoforesis



Lombosciatalgia con Ionoforesi

Lumboischialgia with ionophoresis
 Lombosciatique avec ionophorèse
 Lumbalischialgie mit Ionophorese
 Lombonevralgia com ionoforese
 Lombuciática con ionoforesis



Nevralgia del trigemino

Trigeminal neuralgia
Névrалgie du trijumeau
Neuralgie am Trigemini
Neuralgia do trigêmeino
Neuralgia del trigêmeino






New Age
Medical Devices

www.newageitalia.it





www.newageitalia.it



SINCERT

NEW AGE HAS BEEN MARKED ACCORDING TO THE DIRECTIVE UNI EN ISO 9001-2008 AND UNI CEI EN 13485-2012.
ALL PRODUCTS ARE MADE ACCORDING TO THE CEE 93/42 DIRECTIVE ON MEDICAL AND 2007/47/CE

AZIENDA CERTIFICATA IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN ISO 9001-2008 E UNI CEI EN 13485-2012.
TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI IN CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA CEE 93/42 E 2007/47/CE

ProArteGrafica



Tel. +39 0545 32019



Fax. +39 0545 369028



E-mail: info@newageitalia.it



Via Dè Brozzi, 3 - 48022 Lugo (RA) Italy



COSTUMER CARE / ASSISTENZA CLIENTI 199 163 435