

1MHz Προγράμματα

Είδος Προγράμματος	No	Όνομα Προγράμματος
Παθολογίες Οστικών Ιστών	1	Ατροφία των ιστών
	2	Κάλος
	3	Οστεΐτιδα και Περιοστίτιδα
	4	Καθυστέρηση Οστεοποίησης
Παθολογίες Άρθρωσης	5	Αρθρίτιδα
	6	Αρθρική Ακαμψία
	7	Διαστρέμματα
	8	Οσφυαλγία
Μυϊκές Παθολογίες	9	Μυαλγία
	10	Πόνοι
	11	Τραβήγματα
	12	Συστολές
	13	Μώλωπες
Παθολογίες Τένοντα	14	Τενοσυνοβίτιδα (φλεγμονή σε εξωτερικό περίβλημα μικρού τένοντα π.χ. δάχτυλο)
	15	Τενοβαγγινίτιδα (φλεγμονή σε μεγάλους τένοντες π.χ. αχίλλειος τένοντας)
	16	Επικονδυλίτιδα
	17	Περιοστίτιδα
	18	Θυλακίτιδα

3MHz Προγράμματα

Τύπος Προγράμματος	Όνομα στην οθόνη	Χρόνος	Ένταση	Συχνότητα
Επιφανειακές Παθολογίες	Διαστρέμματα	10	1,5W	Συνεχής
	Διαστρέμματα	10	1,5W	Συνεχής
	Συστολές	8	1W	Συνεχής
	Οιδήματα	10	1W	Συνεχής
	Τενοντίτιδα	10	1W	1/2
	Επικονδυλίτιδα	10	1W	1/2
	Επούλωση	10	1W	Συνεχής

Προγράμματα Αισθητικής

Είδος Προγράμματος	Νο	Όνομα Προγράμματος
Κυτταρίτιδα	1	Τοπικό οίδημα κυτταρίτιδας
	2	Τοπική χαλαρή κυτταρίτιδα
	3	Τοπική συμπαγής κυτταρίτιδα
	4	Διάχυτη επιδημική κυτταρίτιδα
	5	Διάχυτη χαλαρή κυτταρίτιδα
	6	Διάχυτη συμπαγής κυτταρίτιδα
Λεμφική Αποστράγγιση	7	Τοπική λεμφική αποστράγγιση
	8	Διάχυτη λεμφική αποστράγγιση
Αραίωση	9	Τοπική αραίωση
	10	Διάχυτη αραίωση
Δερματικές Παθολογίες	11	Πυώδη Εξανθήματα
	12	Κοκκιώματα
	13	Τοπική Δερματοσκλήρυνση
	14	Παραδερμική Δερματοσκλήρυνση
	15	Κονδυλώματα