

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ TECAR ΤΕΚΡΑ XCRT



Άμεση Ανακούφιση

Πόνους Αυχένα & Μέσης

Πόνους Αρθρώσεων & Μυών

Αρθρίτιδες

Τενοντίτιδες

Επικονδυλίτιδες

Χονδροπάθειες

Φλεγμονές & Οιδήματα

Κατάγματα

Τι είναι το TEKRA XCRT

Οι συσκευές TEKRA είναι ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στον χώρο της φυσικοθεραπείας. Είναι η νέα, μη επεμβατική τεχνική που επιταχύνει τις φυσιολογικές διαδικασίες του μεταβολισμού των κυττάρων, μεταφέροντας ενέργεια, χωρίς ακτινοβολία, στους ιστούς. Η θεραπεία βασίζεται στην εκπομπή ραδιοκυμάτων, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται εναλλαγή ιόντων στο εσωτερικό του σώματος, που έχει ως αποτέλεσμα την “φυσική αναγέννηση” των ιστών. Σε αντίθεση με άλλες θεραπείες, η θεραπεία μέσω των συσκευών TEKRA, προέρχεται από το εσωτερικό του σώματος του ασθενή και όχι από εξωτερικό ερεθισμό. Αυτή η βιοδιέγερση κάνει την θεραπεία να έχει ταχύτερα αποτελέσματα. Το TEKRA XCRT είναι η ιδανικότερη λύση για θεραπεία TECAR.

Ενδείξεις

Αυχενικά Σύνδρομα

Οσφυαλγίες

Ισχιαλγίες

Οξείες & Χρόνιοι Πόνοι

Μυοσκελετικοί Πόνοι

Αρθρίτιδες

Οστεοαρθρίτιδες

Τενοντίτιδες

Κατάγματα

Θυλακίτιδες

Διαστρέμματα

Θλάσεις

Κυτταρίτιδες

Μεταχειρουργικά Λεμφοιδήματα

Τα πλεονεκτήματα του **TEKRA XCRT**

- Μειώνει τον χρόνο αποκατάστασης
- Ελαττώνεται αισθητά ο αριθμός των συνεδριών σε σχέση με άλλες μορφές θεραπειών
- Προκαλεί άμεση ανακούφιση, από τον πόνο, ακόμη και από την 1η συνεδρία, καθώς διακόπτει τις νευρικές ώσεις στο σύστημα μετάδοσης του σήματος του πόνου
- Η δράση του είναι “εν τω βάθει” και επιταχύνει την “φυσική αναγέννηση” των ιστών
- Ακίνδυνη θεραπεία
- Σύντομη διάρκεια θεραπείας
- Θεραπεία χωρίς παρενέργειες
- Εξαιρετικά αποτελεσματική για ευρεία γκάμα παθήσεων
- Πρωτοποριακή θεραπεία ανακούφισης από τον πόνο




ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ TECAR

TEKRA XCRT

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του TEKRA XCRT

- Ισχύς: 420W
- 2 Συχνότητες: 250KHz (χωρητική) και 500KHz (αντιστατική)
- 71 Προκαθορισμένα Προγράμματα
- 20 Κενές θέσεις μνήμης
- Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5,7"
- 2 Ανεξάρτητα Κανάλια (1 χωρητικό και 1 αντιστατικό)
- Σύστημα ελέγχου & μείωσης της θερμοκρασίας όταν αυτό χρειαστεί
- 2 Ξεχωριστές κεφαλές για χωρητική και αντιστατική λειτουργία
- 6 Ηλεκτρόδια χωρητικής λειτουργίας (30, 40, 50, 60, 70, 80mm)
- 3 Ηλεκτρόδια αντιστατικής λειτουργίας (40, 60, 80mm)
- 2 Ουδέτερα ηλεκτρόδια



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδος



Σινώπης 13, 115 27 - Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7791501 - 7774772
E-mail: info@epi-bion.gr
www.epi-bion.gr