

Θεραπεία	Ρύθμιση	
Πελματοειδής περιτονίτιδα Άκανθα πτέρνας Πόνος στην πτέρνα	Επίπεδο ενέργειας:	2.0 - 3.0 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	3000 - 3500
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D20
	Περιοχή θεραπείας:	Πέλμα
Ασβεστοποιός τενοντίτιδα Προβλήματα ώμου	Επίπεδο ενέργειας:	1.8 - 3.0 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	D20
	Περιοχή θεραπείας:	Ώμος και μύες που τον περιβάλλουν
Κερκιδική & ωλένια επικονδυλίτιδα	Επίπεδο ενέργειας:	1.8 - 3.0 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D20
	Περιοχή θεραπείας:	Εκτείνοντες & καμπήρες τένοντες της πηχεοκαρπικής
Αχιλλειοδυνία	Επίπεδο ενέργειας:	1.6 - 3.0 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D20
	Περιοχή θεραπείας:	Χαλάρωση των μυών στην περιοχή της γάμπας και του πέλματος

Θεραπεία		Ρύθμιση
Πελματιαία απονευρωσίτιδα Γόνατο του άλτη	Επίπεδο ενέργειας:	1.8 - 2.2 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D20
	Περιοχή θεραπείας:	Γόνατο και πέλμα
Σύνδρομο κνήμης	Επίπεδο ενέργειας:	1.8 - 2.8 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D20
	Περιοχή θεραπείας:	Κνήμη
Τροchanτηρική τενοντίτιδα	Επίπεδο ενέργειας:	2.0 - 3.0 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2000 - 3000
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	D20, D35
	Περιοχή θεραπείας:	Ισχίο
Σύνδρομο μυοσκελετικού πόνου	Επίπεδο ενέργειας:	1.0 - 4.0 bar
	Παλμοί:	300 - 1000/trigger point, 500 - 4000/μυική περιοχή
	Συχνότητα:	15 - 20 Hz
	Κεφαλή:	R15, D15, D20, D35
	Περιοχή θεραπείας:	Σχετικοί μύες

Θεραπεία	Ρύθμιση	
Θεραπεία Βελονισμού	Αριθμός συνεδριών:	6 - 12
	Επίπεδο ενέργειας:	1 -2 bar
	Παλμοί:	10 - 50/acupuncture point
	Συχνότητα:	1 - 5 Hz
	Κεφαλή:	A6
Κυτταρίτιδα	Επίπεδο ενέργειας:	2.6 - 4.2 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2500- 3000
	Συχνότητα:	12 Hz
	Κεφαλή:	D20
	Περιοχή θεραπείας:	Χρησιμοποιείτε αρκετό coupling τζελ στην περιοχή για να εξασφαλίσετε καλή εκπομπή. Πάντα μετακινείτε την κεφαλή στη διεύθυνση της λεμφικής ροής. Δοσολογία: Χρησιμοποιείτε περισσότερους παλμούς και υψηλότερα επίπεδα ενέργειας για πιο μεγάλα στάδια κυτταρίτιδας, αλλά να σιγουρεύετε ότι καμία συνεδρία δεν είναι επίπονη για τον πελάτη. 8 - 12 συνεδρίες συνολικά, 1 - 2 φορές την εβδομάδα. Πάντα να αφήνετε το σώμα να ξεκουράζεται 2 - 3 μέρες ανάμεσα στις θεραπείες.
	Επίπεδο ενέργειας:	1.5 - 2 bar
	Παλμοί ανά συνεδρία:	2500 - 3000
	Συχνότητα:	10 Hz
	Κεφαλή:	D35

Δόση: 3 - 6 θεραπείες μέσα σε 5 - 10 μέρες.

Προσοχή : Μην εφαρμόζετε πάνω από 200 - 500 παλμούς σε ένα σημείο θεραπείας.