

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
TESLA **Care Prestige** FMS
ΑΚΡΑΤΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
4-ΚΑΝΑΛΟΣ
3,0 TESLA

Ταχύτερη Αποκατάσταση

Ακράτεια και Φυσικοθεραπεία



Τι είναι το TESLA Care Prestige FMS

Το TESLA Care Prestige FMS (Functional Magnetic Stimulation) είναι ένα πρωτοποριακό θεραπευτικό μηχάνημα Λειτουργικής Μαγνητικής Διέγερσης. Χρησιμοποιεί ισχυρά παλμικά μαγνητικά πεδία έως 3,0 Tesla σε συχνότητα 1-160Hz. Επιτρέπει τη διέγερση των βαθύτερων μυϊκών και νευρικών ιστών, που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο μέσο. Είναι το ισχυρότερο είδος μαγνητικής θεραπείας στην ακράτεια και τη φυσικοθεραπεία, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς επαφή με το δέρμα. Έχει πληθώρα από έτοιμα πρωτόκολλα, αλλά και ελεύθερα για το χρήστη.

Ενδείξεις

Ακράτεια

Επιτακτική - Αγχώδης - Μικτή Ακράτεια,
Πολλαπλή Επιτακτική - Αγχώδης - Μικτή Ακράτεια,
Ενδυνάμωση Πολλαπλών Μυών, Πρόπτωση (ήπια),
Στυτική Δυσλειτουργία,
Στυτική Δυσλειτουργία (μυϊκής αιτιολογίας),
Προστατεκτομή χωρίς βλάβη του Περινέου,
Ακράτεια Κοπράνων, Ακράτεια μετά τον Τοκετό,
Αιμορροΐδες, Νυκτουρία,
Ήπια Επιτακτική - Αγχώδης - Μικτή ακράτεια

Φυσικοθεραπεία

Αυχενικά Σύνδρομα, Οσφουαλγίες,
Δισκοπάθειες, Λουμπάγκο, Κατάγματα,
Διαστρέμματα, Παθήσεις Μυοσκελετικού,
Τενοντίτιδες, Επικονδυλίτιδες, Περιαρθρίτιδες,
Εκφυλιστικές Αρθρίτιδες,
Ρευματοειδείς Αρθρίτιδες,
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης,
Νευροπάθειες (Κινητικές - Αισθητήριες),
Παγωμένος Ώμος,
Επούλωση τραύματος και κατακλίσεων,
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Πυελικοί πόνοι,
Άκανθες πτέρνας

Τα Πλεονεκτήματα του TESLA Care Prestige FMS

- Επιτρέπει τη διέγερση των βαθύτερων μυϊκών και νευρικών ιστών που δεν μπορεί να γίνει με άλλα μέσα
- Η ισχυρότερη μαγνητική θεραπεία στην ακράτεια και τη φυσικοθεραπεία
- Πρωτοποριακή θεραπεία ανακούφισης από τον πόνο
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό για ευρεία γκάμα παθήσεων
- Σύντομη διάρκεια θεραπείας
- Μυϊκή διέγερση χωρίς επαφή με το δέρμα
- Ταχύτερη αποσβέστωση
- Ανώδυνη θεραπεία
- Θεραπεία χωρίς παρενέργειες
- Οθόνη αφής για εύκολη χρήση



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΓΕΡΤΗΣ TESLA **Care Prestige** FMS ΑΚΡΑΤΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του TESLA Care Prestige

- Μέγιστη ισχύς: 3,0 Tesla (30.000 Gauss)
- 4-Κάναλο με 2 Κεφαλές
(Large 16cm – Medium 12cm) και
1 Καρέκλα που έχει 2 Κεφαλές Large 16cm
- 145 Προκαθορισμένα Πρωτόκολλα
- Συχνότητα: 1-160Hz
- Βάρος: 10,7kg
- Διαστάσεις: 47x60x27cm
- Class I, Type BF
- Επιπλέον εξοπλισμός Trolley Prestige

