

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ SHOCKWAVE E-20 & AS-ESWT



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ
SHOCKWAVE
E-20

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ
SHOCKWAVE
AS-ESWT



Τι είναι ο κρουστικός υπέρηχος

Ο κρουστικός υπέρηχος είναι ένα καινοτόμο μηχάνημα που παράγει κρουστικά-ακουστικά κύματα.

Οι μηχανικές δονήσεις που προκαλούνται από την κεφαλή παράγουν κινητική ενέργεια που μετατρέπεται σε ακουστική όταν το έμβολο της κεφαλής προσκρούει στο σώμα και η ενέργεια αυτή μεταφέρεται στον ιστό.

Αυτά τα κρουστικά-ακουστικά κύματα διεγείρουν τις επιδερμικές ίνες των περιφερειακών νεύρων, που ενεργοποιούν τους μηχανισμούς αποφυγής του πόνου στο οπίσθιο κέρας του νωτιαίου μυελού, (θεωρία ελέγχου της Πύλης του Πόνου).

Τα κρουστικά κύματα επιταχύνουν τη διαδικασία θεραπείας, με την ενεργοποίηση της αυτο-ίασης του οργανισμού. Διεγείρουν τον μεταβολισμό και ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος.

Ο κατεστραμμένος ιστός αναζωογονείται σταδιακά και τελικά θεραπεύεται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του SHOCKWAVE E-20



- Πίεση: 5.0 Bar
- Συχνότητα: 16 Hz
- 7 κεφαλές
(8mm, 14mm, 15mm,
15mm, 18mm, 20mm, 37mm)
- Έξτρα ράβδος για
αντικατάσταση στα
2.000.000 shocks

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του SHOCKWAVE AS-ESWT



- Πίεση: 6.0 Bar
- Συχνότητα: 20 Hz
- 6 κεφαλές
(6mm, 15mm, 15mm,
15mm, 20mm, 35mm)
- Έξτρα ράβδος για
αντικατάσταση στα
2.000.000 shocks

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ SHOCKWAVE E-20 & AS-ESWT

Ενδείξεις

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

Άκανθα πτέρνας

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow-Golfer's Elbow)

Γόνατο του άλτη (Jumper's Knee)

Τενοντίτιδα του αχιλλείου

Σύνδρομο άκρου κνήμης

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Θυλακίτιδα


Επιτροχειλίτιδα

Μυϊκές θλάσεις

Μυϊκή ένταση στα trigger points

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας

Κυτταρίτιδα



Epi-Bion

Επιβιώνει μόνο η ποιότητα

Σινώπης 13, 115 27 - Αμπελόκηποι

Τηλ.: 210 7791501 - 7774772

E-mail: info@epi-bion.gr

www.epi-bion.gr

www.facebook.com/EpiBionGreece

epi_bion_greece