


ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Shockwave & Ultrasound AS-VX1 Shockwave & Ems ES20B



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
&
ΥΠΕΡΗΧΟΣ AS-VX1



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
&
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ES20B

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του *Shockwave & Ems ES20B*



Shockwave

- Πίεση: 5.0 Bar
- Συχνότητα: 16 Hz
- 5 Κεφαλές
- Οθόνη LCD
- Έξτρα ράβδος για αντικατάσταση στα 2.000.000 shocks

Ηλεκτροθεραπεία

- Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης της Ηλεκτροθεραπείας & του Shockwave
- Ενέργεια: 50MJ-200MJ
- Έτοιμα πρωτόκολλα ανά περιοχή θεραπείας
- Δυνατότητα ρύθμισης πρωτοκόλλου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του *Shockwave & Ultrasound AS-VX1*



Shockwave

Πίεση: 6.0 Bar
Συχνότητα: 20 Hz
5 Κεφαλές
(6mm, 15mm,
15mm, 20mm, 35mm)
Έξτρα ράβδος για
αντικατάσταση στα
2.000.000 shocks

Υπέρηχος

- Συχνότητα: 1MHz & 3MHz
- Μέγιστη ένταση: 3Watt
- Συνεχής και παλμική εκπομπή
- Οθόνη LCD

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Shockwave & Ultrasound AS-VX1

Shockwave & Ems ES20B

Ενδείξεις

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

Άκανθα πτέρνας

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow-Golfer's Elbow)

Γόνατο του άλτη (Jumper's Knee)

Τενοντίτιδα του αχιλλείου

Σύνδρομο άκρου κνήμης

Οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Θυλακίτιδα

Επιτροχιλίτιδα

Μυϊκές θλάσεις

Μυϊκή ένταση στα trigger points

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας

Κυτταρίτιδα

Αυχενικό σύνδρομο

Οσφυαλγία

Ισχιαλγία

Οξείς και χρόνιοι πόνοι

Μυοσκελετικοί πόνοι

Αρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα

Τενοντίτιδα

Κατάγματα

Διαστρέμματα

Μεταχειρουργικά λεμφοιδήματα

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδος



Σινώπης 13, 115 27 - Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7791501 - 7774772
E-mail: info@epi-bion.gr
www.epi-bion.gr
www.facebook.com/EpiBionGreece
epi_bion_greece